

仕上げ歯ブラシ 6 カ月から用

リッチェル
仕上げ歯ブラシ
前歯が生えはじめる 6カ月から用

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 毛を噛んで引っ張ると抜けるおそれがありますので注意してください。
- 本品をお子様を持たせないでください。必ず保護者の方が仕上げ磨きをしてください。
- 本品を口に入れたまま、遊ばせたりしないでください。
- 本品使用時に、お子様の口に異変が見られる場合は使用を中止し、歯科医に相談してください。

【お手入れ方法】

- 使用後は水で汚れを十分落としてから、よく水を切り、風通しのよいところに保管してください。
- 漂白はしないでください。

柄の材質	ポリプロピレン	毛のかたさ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	80℃

※煮沸・薬液・電子レンジでの消毒はできません。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
<http://www.richell.co.jp/>
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA 1603

仕上げ歯ブラシ 6カ月から用

4 973655 409909

仕上げ歯ブラシ 12 カ月から用

リッチェル
仕上げ歯ブラシ
奥歯が生えはじめる 12カ月から用

【使用上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
- 毛を噛んで引っ張ると抜けるおそれがありますので注意してください。
- 本品をお子様を持たせないでください。必ず保護者の方が仕上げ磨きをしてください。
- 本品を口に入れたまま、遊ばせたりしないでください。
- 本品使用時に、お子様の口に異変が見られる場合は使用を中止し、歯科医に相談してください。

【お手入れ方法】

- 使用後は水で汚れを十分落としてから、よく水を切り、風通しのよいところに保管してください。
- 漂白はしないでください。

柄の材質	ポリプロピレン	毛のかたさ	やわらかめ
毛の材質	ナイロン	耐熱温度	80℃

※煮沸・薬液・電子レンジでの消毒はできません。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
<http://www.richell.co.jp/>
Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA 1603

仕上げ歯ブラシ 12カ月から用

4 973655 415900