


✿使っているね!

うがい受け


特長



へりの形状により、落としにくく、持ちやすい。

使い方

へりの下を両手で持ちます。



うがい受けを持ったまま、そそぎ口より吐水を捨てることのできるため、手を汚さず衛生的。



介護者が差し出す場合にも持ちやすい。

使い方

へりの下を両手で持ち、差し出します。



吐水のはね返りが手に付きにくい。

原料樹脂 ポリプロピレン
耐熱温度 120℃
耐冷温度 -20℃
容量 700ml

⚠注意

●火のそばに置かないでください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957

受付時間: 9:00 ~ 17:00

(土日、祝祭日を除く)

<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA